

2-巯基乙醇

产品介绍

2-巯基乙醇为挥发性液体，具有较强烈的刺激性气味。在 RNA 抽提实验中，使用 RNA 提取试剂盒需要加入 2-巯基乙醇来破坏 RNase 中的二硫键，可防止 RNA 降解。

产品规格

货号	产品描述	规格
C477	2-巯基乙醇	1.5ml/支*10

产品参数

应用作用	RNA 提取
CAS No	60-24-2
化学式	C ₂ H ₆ O _S
分子量	78.133
外观	无色透明液体
危险品	是，操作时需要戴好手套和护目镜并在通风橱内操作。
溶解性	能与水、乙醇、乙醚和苯以任意比例混溶
包装	棕色玻璃瓶
体积	1.5ml/支*10
DNase	无检出
RNase	无检出
保存条件	常温保存
有效期	常温下一年