

玻纤滤膜 MGB 无粘合剂

产品介绍

美基 MGB 系列玻璃微纤维滤纸由 100% 硼硅酸盐玻璃制成，不含粘合剂。这些深层过滤玻璃纤维滤纸结合了流速快和高负载的特点，可截留非常细小的颗粒，直到亚微米范围。玻璃纤维滤纸可耐受高达 550°C 高温，非常适用于空气过滤以及灼烧后挥发性物质的重量法分析。美基 MGB 系列玻璃微纤维滤纸具有毛细管结构，较同等的纤维素滤纸可吸附更大量的液体，使其适用于斑点测试和液闪计数的方法。

玻纤滤膜 MGB 无粘剂，厚度是 GF/A 的 3 倍，湿强度更高，小颗粒保留好，流速快，吸液率大，特别净化浑浊样品或有机溶剂的高温过滤，如毒素类样品前处理、二甲苯可溶物过滤等，也常做电池隔膜，及诊断试剂盒介质。

产品参数

液体中颗粒保留度	1.0um
重量	145g/m ²
厚度	680um

产品规格

货号	规格	包装数量	价格
M1821 - 021	Ø21mm	100 张	420
M1821 - 024	Ø24mm	100 张	428
M1821 - 025	Ø25mm	100 张	469
M1821 - 037	Ø37mm	100 张	476
M1821 - 042	Ø42.5mm	100 张	641
M1821 - 047	Ø47mm	100 张	748
M1821 - 055	Ø55mm	100 张	719
M1821 - 090	Ø90mm	25 张	351
M1821 - 110	Ø110mm	25 张	406
M1821 - 125	Ø125mm	25 张	554
M1821 - 150	Ø150mm	25 张	722
M1821 - 915	460mm×570mm	25 张	5696
M1821 - 500	200mm×500mm	100 张	4381