

玻纤滤膜 MGC 无粘合剂

产品介绍

美基 MGC 系列玻璃微纤维滤纸由 100% 硼硅酸盐玻璃制成，不含粘合剂。这些深层过滤玻璃纤维滤纸结合了流速快和高负载的特点，可截留非常细小的颗粒，直到亚微米范围。玻璃纤维滤纸可耐受高达 550°C 高温，非常适用于空气过滤以及灼烧后挥发性物质的重量法分析。美基 MGC 系列玻璃微纤维滤纸具有毛细管结构，较同等的纤维素滤纸可吸附更大量的液体，使其适用于斑点测试和液闪计数的方法。

玻纤滤膜 MGC 无粘结剂，细小颗粒截留好，流速快，常作为检测饮用水和天然、工业废水的标准滤膜，还用于气相色谱样品前处理、细胞培养、液闪计数和免疫结合诊断试剂盒开发。

产品参数

液体中颗粒保留度	1.2um
重量	58g/m ²
厚度	280um

产品规格

货号	规格	包装数量	价格
M1822 - 021	Ø21mm	100 张	471
M1822 - 024	Ø24mm	100 张	495
M1822 - 037	Ø37mm	100 张	567
M1822 - 042	Ø42.5mm	100 张	567
M1822 - 047	Ø47mm	100 张	750
M1822 - 050	Ø50mm	100 张	846
M1822 - 055	Ø55mm	100 张	894
M1822 - 070	Ø70mm	100 张	966
M1822 - 090	Ø90mm	100 张	1358
M1822 - 110	Ø110mm	100 张	2147
M1822 - 125	Ø125mm	100 张	2330
M1822 - 150	Ø150mm	100 张	4073
M1822 - 320	Ø320mm	100 张	9842