

## 玻纤滤膜 MGD 无粘合剂

### 产品介绍

美基 MGD 系列玻璃微纤维滤纸由 100% 硼硅酸盐玻璃制成，不含粘合剂。这些深层过滤玻璃纤维滤纸结合了流速快和高负载的特点，可截留非常细小的颗粒，直到亚微米范围。玻璃纤维滤纸可耐受高达 550°C 高温，非常适用于空气过滤以及灼烧后挥发性物质的重量法分析。美基 MGD 系列玻璃微纤维滤纸具有毛细管结构，较同等的纤维素滤纸可吸附更大量的液体，使其适用于斑点测试和液闪计数的方法。

玻纤滤膜 MGD 无粘剂，流速相当快，同等条件下流速比棉纤维滤纸更快，负载力很高，常作为精密膜过滤之前的预过滤，或有机溶剂如油脂中污染物截留等，GF/D 玻纤膜的超高机械强度和优异的吸液率性能，常作为锂离子电池隔膜以增加倍率性能。

### 产品参数

液体中颗粒保留度	2.7um
重量	126g/m <sup>2</sup>
厚度	700um

### 产品规格

货号	规格	包装数量	价格
M1823 - 010	Ø10mm	100 张	288
M1823 - 021	Ø21mm	100 张	288
M1823 - 024	Ø24mm	100 张	288
M1823 - 025	Ø25mm	100 张	288
M1823 - 035	Ø35mm	100 张	329
M1823 - 042	Ø42.5mm	100 张	375
M1823 - 047	Ø47mm	100 张	437
M1823 - 055	Ø55mm	100 张	500
M1823 - 070	Ø70mm	100 张	695
M1823 - 090	Ø90mm	25 张	288
M1823 - 110	Ø110mm	25 张	391
M1823 - 125	Ø125mm	25 张	500
M1823 - 142	Ø142mm	25 张	773
M1823 - 150	Ø150mm	25 张	866
M1823 - 257	Ø257mm	25 张	1038
M1823 - 915	460mm×570mm	25 张	7639
M1823 - 500	200mm×250mm	100 张	5831