

P1158 与 P1158B 内毒素水平

试剂盒	编号	260/230	260/280	质粒浓度	质粒总量	内毒素含量
P1158B	载体 1	2.03	1.84	268	536	10EU/mg<内毒素含量<100EU/mg
P1158B	载体 2	2.33	1.87	246	492	10EU/mg<内毒素含量<100EU/mg
P1158B	载体 3	1.90	1.90	679	1358	10EU/mg<内毒素含量<100EU/mg
P1158B	载体 4	2.15	1.85	305	610	10EU/mg<内毒素含量<100EU/mg
P1158	载体 1	2.03	1.84	288	576	100EU/mg<内毒素含量<1000EU/mg
P1158	载体 2	2.33	1.87	256	512	100EU/mg<内毒素含量<1000EU/mg
P1158	载体 3	1.90	1.90	689	1378	100EU/mg<内毒素含量<1000EU/mg
P1158	载体 4	2.15	1.85	315	630	100EU/mg<内毒素含量<1000EU/mg
BW 公司	载体 1	2.58	1.88	265	530	内毒素含量>1000EU/mg
BW 公司	载体 2	2.53	1.96	248	496	内毒素含量>1000EU/mg
BW 公司	载体 3	2.33	1.93	700	1400	内毒素含量>1000EU/mg
BW 公司	载体 4	2.43	1.94	280	560	内毒素含量>1000EU/mg
T 公司	载体 1	2.72	1.98	283	566	内毒素含量>1000EU/mg
T 公司	载体 2	2.57	1.99	243	486	内毒素含量>1000EU/mg
T 公司	载体 3	2.41	1.98	649	1298	内毒素含量>1000EU/mg
T 公司	载体 4	2.51	1.99	300	600	内毒素含量>1000EU/mg